

**L' HYDROJET Médical Wellsystem™ est un outil unique de par sa conception et son exploitation.**

En effet, celui-ci nous permet de proposer un soin aussi bien thérapeutique que sportif, en passant par l'esthétique et le bien-être.

Effectivement, d'un point de vue thérapeutique, l'HYDROJET Médical Wellsystem™ nous permet d'une part de proposer une interface qu'est l'eau chaude et qui épouse parfaitement la forme du corps du patient, et d'induire ainsi une mise en confiance et un relâchement quasi instantané !!

D'autre part, le fait d'être à la surface de l'eau nous permet d'induire une propagation du mouvement à distance selon principe de Huygens Fresnel. Ainsi, par exemple, une mobilisation de cheville remontera jusqu'à l'épaule opposée en passant par l'intégralité des articulations rachidiennes.

Enfin, les buses mécaniques programmables alternant des manœuvres centripètes et centrifuges permettent une détente douce et complètement passive que nul ne peut contredire si elle est adaptée à l'individu traité. De plus, ce flux pouvant être soit continu soit alternatif, il nous permet de faciliter le retour veineux.

Tout ces points nous offrent évidemment un bien-être non négligeable et nous permettent de proposer aux patients des soins de confort et leur offrir ainsi une personnalisation du traitement et, par conséquent, de la facturation de la prestation.

Dans ce sens, l'HYDROJET Médical Wellsystem™ est un complément de choix dans les soins esthétiques ou sportifs.



Ainsi il peut être utilisé avant une séance de lipomassage® dans le but de décroiser les zones fibreuses (traitement en décubitus latéral par exemple) ou simplement assouplir et préparer le tissu. Il en est de même après une séance d'endermologie® pour faciliter le flux circulatoire et permettre de terminer la séance sur un vécu positif.

Enfin, d'un point de vue sportif, cette technologie innovante peut être proposée en préparation à l'effort (traitement localisé sur les faces antérieures de cuisse avec une forte pression) de façon à mettre les fibres musculaires en précontrainte. L' HYDROJET Médical Well system™ peut aussi être utilisé en récupération sportive soit dans un but circulatoire soit dans un but décontractant pour désengorger le système métabolique du catabolisme musculaire.

**Pour conclure, tout converge à présenter l'HYDROJET Médical Wellsystem™ comme un outil de choix dans le quotidien du masseur kinésithérapeute.**

**Mr Maxime VERBERT,  
MKDE à Lattes (04.67.20.22).**

